

Air Liquide - dermatološka linija



Kanister se
zatakne na
vrat posode

Posode posebej prirejene za uporabo v dermatologiji

		GT 9 D / 2 kanistra	GT 11 D / 2 kanistra	GT 21 D / 2 kanistra
Volumen	l	9,3	12,2	21,5
Teža prazne posode	kg	8,2	9,2	13
Teža polne posode	kg	15,7	19	30,4
Višina posode	mm	450	630	660
Premjer vratu	mm	50	50	50
Premjer kanistrov	mm	31	31	31
Statični čas	dni	80	127	225

Posode za uporabo v dermatologiji so opremljene **z dvema kanistroma**. Med delom se kanister zatakne na vrat posode, zaradi česar sta obe roki prosti za delo s pacientom.

Višji kanister omogoča dermatologu rokovanje brez nevarnosti, da se opeče ter preprečuje polivanje tekočega dušika. Ko z višjim kanistrom ne moremo več zajeti dušika, uporabimo **nižji kanister**, ki omogoča, da lahko nemoteno delamo do nove dobave tekočega dušika.

Agil – posode iz nerjavečega jekla (termos)

Posode so izdelane iz *nerjavečega jekla* za uporabo s tekočim dušikom. Na voljo so tudi **pokrovi** za vse modele.



- Agil 0,5** - za 0,5l tekočega dušika
- Agil 1** - za 1l tekočega dušika
- Agil 1/L** - za 1l tekočega dušika, širša in nižja
- Agil 2** - za 2l tekočega dušika
- Agil 3** - za 3l tekočega dušika
- Agil 6** - za 6l tekočega dušika

CryalJet - krio pištrole z nastavki



CryalJet Mini - (s 6 nastavki) 0,35 l tekočega dušika in

CryalJet Maxi - (s 6 nastavki) 0,5 l tekočega dušika

CryalJet krio pištrole omogočajo lokalno obravnavo z dušikom v razpršilu. Glede na potrebe obravnave lahko izbirate med šestimi različnimi nastavki.

Posode za shranjevanje in prenašanje tekočega dušika



	TR11	TR21	TR26
Kapaciteta tekočega dušika (v litrih)	12,2	21,50	26
Teža polne posode (v kg)	17,3	28,3	34,6
Statični čas (v dnevih)	67	119	130

Zaščitna oprema

Za varno delo s tekočim dušikom nudimo tudi zaščitno opremo, kot so krio rokavice (več vrst in velikosti), očala, zaščitni predpasniki, kisikomeri, ...

